



ANA E-Gel™

Ácido Fosfórico al 37%

ANA E-Gel™ es un gel tixotrópico balanceado para el grabado preciso y seguro de esmalte y dentina.

La consistencia y viscosidad permiten una aplicación exacta y es claramente detectable gracias al contraste en el color. ANA E-Gel™ es fácil de enjuagar después de un procedimiento y no queda ácido fosfórico remanente en la cavidad.

INDICACIONES

- Grabador para esmalte y dentina
- Para restauraciones directas o indirectas

PROPIEDADES

- Tixotrópico
- Detectable
- Fácil de enjuagar
- Ácido fosfórico al 37%



PRESENTACIONES

-ANA E-Gel™, 2 x 2ml +tips 1332000